

TOC 1500

Нулевой воздух без CO₂

Номер части: 42-1030




Описание

Разработанный для обеспечения надежной подачи воздуха для анализаторов TOC, TOC1500HP — это надежная система, используемая в лабораториях для получения чистых, сухих продуктов без CO₂ и CH₄.



Типы приложений

Анализаторы TOC



Generator Details

- **Типы газа:** Воздух
- **Встроенный компрессор:** Нет

Ключевая особенность

- Производит чистый, сухой воздух без CO₂ и CH₄.
- Идеально подходит для анализаторов TOC NPOC.
- При необходимости работает круглосуточно и без выходных. Возможность настенного монтажа для небольших лабораторий.
- Меньшее количество движущихся частей означает минимальное техническое обслуживание и обеспечивает долгий срок службы генератора.
- Полностью бесшумная работа.
- Требуется минимальная настройка.
- 12 месяцев полной гарантии.

Технические характеристики

TOC 1500 Генератор общего органического углерода

Тип газа	Воздух
Макс. расход газа:	1500cc/min
Максимальное выходное давление:	80psi/5,5bar
Максимальное выходное давление:	80psi/5,5bar
Максимальная чистота:	<1 ppm CO ₂ / 2.0ppm THC
Мин. давление на входе:	90psi/6,2bar
Максимальное давление на входе:	145psi/10bar
Требования к чистоте воды:	N/A
Потребление воды:	TBC
Напряжение:	100-230 ± 10% VAC
Частота:	50 / 60 Hz
Текущий:	8 Amps
Аккредитации:	CE
Размер (ВхШхГ), мм	660 x 250 x 160 mm
Размер (ВхШхГ), дюймы	26 x 9,8 x 6,3 inches
Вес генератора	12kg / 26,4lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

