

AMD 200

Воздушная мембранная сушилка

Номер части: 3302252




Описание

Воздушно-мембранный осушитель AMD 200, обеспечивающий скорость потока до 200 л/мин, совместим с любым источником сжатого воздуха и представляет собой компактный и легкий прибор, необходимый для любой современной лаборатории, где требуется воздух приборного качества. Благодаря отсутствию движущихся частей AMD 200 работает практически бесшумно. Этот осушитель также требует минимального обслуживания, обеспечивая экономичный источник чистого, сухого приборного воздуха из имеющегося источника сжатого воздуха для лаборатории.



Типы приложений

ЖХ-МС, требующий сухого воздуха Другие лабораторные применения, требующие сухого воздуха



Generator Details

- **Типы газа:** Воздух
- **Встроенный компрессор:** Нет

Ключевая особенность

- Регулируемый расход до 200 л / мин.
- Переменное давление до 120 фунтов на кв. дюйм.
- Чистый, сухой воздух инструментальной чистоты.
- Компактный, компактный дизайн.
- Полностью бесшумная работа.
- Отсутствие движущихся частей означает минимальные требования к техническому обслуживанию и обеспечивает длительный срок службы 24/7 при оптимальной производительности при необходимости.
- Генератор необходимо подключить только к источнику воздуха и приложению.

Технические характеристики

	AMD 200
Тип газа	Воздух
Макс. расход газа:	200L/min
Максимальное выходное давление:	120psi/8,3bar
Максимальное выходное давление:	120psi/8,3bar
Максимальная чистота:	99,50%
Газоотводная арматура:	1 x 1/4 " BSPP
Мин. давление на входе:	110psi/7,6bar
Максимальное давление на входе:	145psi/10bar
Минимальное качество воздуха на входе:	ISO 8753-1:2010 Class 1.4.1
Максимальная рабочая температура:	35°C / 95°F
фталаты:	Phthalate & BHT Free
Размер (ВхШхГ), мм	425 x 405 x 168 mm
Размер (ВхШхГ), дюймы	16,7 x 15,9 x 6,6 inches
Вес генератора	8kg / 17,6lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

