

Тос1500 НР

Нулевой воздух без CO2

Номер части: 42-1040 (230V) - UK | 42-1050 (230V) - EU | 42-1060 (110V) - US




Описание

Ассортимент специализированных генераторов ТОС компании Peak Scientific был разработан специально для подачи чистого, сухого воздуха, не содержащего углекислый газ и метан, для анализаторов общего содержания органического углерода. Эти генераторы, поставляющие газ-носитель или горючий газ из внешнего источника воздуха, доступны в двух моделях, в зависимости от ваших требований: стандартная модель подходит для не очищаемого органического углерода (NPOC), а модель НР подходит для процесса ТС-IC. Все анализаторы органического углерода.



Типы приложений

Анализаторы ТОС



Generator Details

- **Типы газа:** Воздух
- **Встроенный компрессор:** Нет

Ключевая особенность

- Производит чистый, сухой воздух, свободный от углеводов и углекислого газа.
- Идеально подходит для анализаторов ТОС процесса ТС-IC.
- При необходимости работает круглосуточно и без выходных.
- Меньшее количество движущихся частей означает минимальное техническое обслуживание и обеспечивает долгий срок службы генератора.
- Полностью бесшумная работа.
- Требуется минимальная настройка.
- Может поддерживаться прецизионным воздушным компрессором.
- 12 месяцев полной гарантии.

Технические характеристики

TOC 1500 HP Генератор общего органического углерода

Тип газа	Воздух
Макс. расход газа:	1.5L/min
Максимальное выходное давление:	80psi/5,5bar
Максимальное выходное давление:	80psi/5,5bar
Максимальная чистота:	<1ppm CO2/ 0.1ppm THC
Газоотводная арматура:	1x 1/4" BSP Female
Мин. давление на входе:	100psi/6,9bar
Максимальное давление на входе:	120psi/8,3bar
Потребляемая мощность:	115 W
Напряжение:	115 / 230 V ± 10%
Частота:	50 / 60 Hz
Текущий:	2.6 / 5.2 A
Максимальная рабочая температура:	25°C / 77°F
Аккредитации:	CE
Размер (ВхШхГ), мм	620 x 430 x 410 mm
Размер (ВхШхГ), дюймы	24,4 x 16,9 x 16,1 inches
Вес генератора	57kg / 125,4lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

