

# AD70L

сушка на воздухе

Номер части: 40-1020




## Описание

AD70L это полезное дополнительное устройство для внешнего источника сжатого воздуха в любой лаборатории. AD70L удаляет влагу и обеспечивает подачу сухого воздуха. Влага из окружающей среды может загрязнить лабораторные приборы, повлиять на результаты исследований, а в некоторых случаях повредить сам прибор. Компактный, легкий и удобный для настенного монтажа AD70L занимает мало места, а небольшое количество движущихся частей означает минимальное обслуживание.



## Generator Details

- **Типы газа:** Воздух
- **Встроенный компрессор:** Нет



## Ключевая особенность

- Производит чистый, сухой воздух, обеспечивает оптимальную подачу газа для генераторов и приборов.
- При необходимости осушитель воздуха может работать круглосуточно.
- Осушитель можно закрепить на стене для небольших лабораторий.
- Небольшое количество движущихся частей означает минимальное техническое обслуживание и обеспечивает долгий срок службы.
- Полностью бесшумная работа.
- Требуется минимальная настройка.
- 12 месяцев полной гарантии.

## Технические характеристики

### AD70L - Осушитель воздуха

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Тип газа                        | Воздух                 |
| Макс. расход газа:              | 70L/min                |
| Газоотводная арматура:          | 1x 1/4" BSP Female     |
| Мин. давление на входе:         | 100psi/6,9bar          |
| Максимальное давление на входе: | 120psi/8,3bar          |
| Время запуска:                  | 90 mins                |
| Потребляемая мощность:          | 8 - 19.2 W             |
| Напряжение:                     | 100 - 240 V ± 10%      |
| Частота:                        | 50 / 60 Hz             |
| Текущий:                        | 0.8 A                  |
| Уровень шума:                   | 0                      |
| Аккредитации:                   | CE                     |
| Размер (ВхШхГ), мм              | 660 x 472,4 x 160 mm   |
| Размер (ВхШхГ), дюймы           | 26 x 18,6 x 6,3 inches |
| Вес генератора                  | 18,5kg / 40,7lbs       |

## [PEAK Protected]<sup>TM</sup>

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: [www.peakscientific.com/ordering/](http://www.peakscientific.com/ordering/)
- For service plans visit: [www.peakscientific.com/service/service-plans/](http://www.peakscientific.com/service/service-plans/)

**Peak Scientific UK**  
Tel: +44 (0)141 812 8100  
Fax: +44 (0)141 812 8200

**Peak Scientific North America**  
Tel: +1-800-767-6532  
Fax: +1-978-608-9503

**Peak Scientific China**  
Tel: +86 21 5079 1190  
Fax: +86 21 5079 1191  
For a full list of our worldwide office locations, please visit:  
Web: [www.peakscientific.com](http://www.peakscientific.com)  
Email: [discover@peakscientific.com](mailto:discover@peakscientific.com)

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

